



Kroppsmassör MA002

Elektrisk kroppsmassör för ömma muskler och leder. Lätt att använda med två hastigheter, 220V. Godkänd inom EU.

Instruktion:

Den elektriska Massören MA002 går att använda med en hand eller två. Om man håller ena handen i handtaget vid sladden och den andra i handtaget vid kulan får man mer kraft. Rikta kulan mot den kroppsdel som ska masseras. Vid yttlig massage tryck den blå kulan försiktigt mot huden och massera med runda rörelser. Det går att massera under fötterna, runt nacken och käkarna och på olika spända delar av kroppen för avslappning och massage. För djupare massage kan man trycka hårdare med kulan på de ställen man vill ha djup massage. Massörens konstruktion medger även massage av den egna ryggen. Det finns två hastigheter och man kan använda den som passar personen som masseras. För kunniga personer inom kinesisk akupunktur går det bra att massera speciella akupunkturpunkter.

Det är också möjligt att massera utanpå kläder.

Kombinera med Linnex linimentstift för förstärkt effekt. Det går att köpa från vår hemsida.

Ej lämpligt:

Använd ej massören vid graviditet på kroppsdelar som mage och nedre ryggen. Undvik områden som är skadade av brott, inflammationer och sår. Undvik ögon och andra känsliga områden.

Använd inte maskinen i samband med vatten, i badrum eller andra våta utrymmen. Dra ut sladden efter avslutad användning.

Rengöring:

Tvätta de yttre delarna med en fuktig tygbit när massören är utdragen ur kontakten. Låt torka innan användning.

